


implante **11,5°**

Nos últimos 20 anos, inúmeros modelos de implante foram lançados e muitos não conseguiam atender a maior parte das necessidades clínicas dos cirurgiões. Assim, após quase 5 anos de desenvolvimento, trazemos um implante de modelo único, criado por dentistas para nós dentistas, pensando em ajudar a tornar o nosso serviço competitivo e de excelência. Um implante que pode ser empregado em todos os tipos ósseos, em área enxertada ou não, que pode ser usado com carga imediata e implantação imediata se desejado. Um implante que traz um design inovador que permite a instalação com poucas brocas e controle da torque obtido conforme a sequência de brocas utilizada de maneira a garantir confiança e resultado a longo prazo. Surpreenda-se com esta inovação, o futuro em suas mãos.



Prof. Dr. Danilo Maeda Reino

Formado pela Universidade Estadual de Maringá PR, **Especialista**, mestre e doutor em periodontia pela Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (FORP-USP). Mais de 20 anos de experiência em implantes dentários, cirurgias plásticas gengivais e reconstruções ósseas. Também é professor, consultor científico e palestrante na sua área de atuação.



3009-B Tampa de Cobertura BioMorse

*Produto vendido separadamente



implante
características

- Apenas dois diâmetros e seis comprimentos;
- Implante cônico que se inicia com 7mm;
- Alta estabilidade primária, indicado para todos os tipos ósseos;
- Reduza seu estoque, pois com dois diâmetros (3.5 e 4.3mm) você atenderá todos os casos da sua clínica;
- Conexão morse de 11.5° graus e com toda a tradição e qualidade da Bio Health do Brasil;

fresagem

Biomorse Classic

Velocidade da fresagem [RPM]	800 1000	800 1000	800 1000	800 1000	800 1000	800 1000
	Lança ø2,0 5088	Helicoidal ø2,2 5073	Cônica ø2,8 5084	Cônica ø3,2 5085	Cônica ø3,6 5096	Cônica ø4,0 5116
Fresas						
Implantes Diâmetro	3,5 4,3	3,5 4,3	3,5 4,3	3,5 4,3	4,3	4,3
Osso tipo I e II 						
Implantes Diâmetro	3,5 4,3	3,5 4,3	3,5 4,3	4,3	4,3	-
Osso tipo III e IV 						

fresagem

Biomorse XP


Velocidade da fresagem [RPM]	800 1000	800 1000	800 1000	800 1000	800 1000	800 1000	800 1000
Fresas	Lança ø2,0 5088	Helicoidal ø2,2 5073	Cônica ø2,8 5084	Cônica ø3,2 5085	Cônica ø3,6 5096	Cônica ø4,0 5116	Cônica ø4,4 5049
Implantes Diâmetro	3,5 4,0	3,5 4,0	3,5 4,0	4,0	4,0		
Osso tipo I e II							
Implantes Diâmetro	3,5 4,0 5,0	3,5 4,0 5,0	3,5 4,0 5,0	4,0 5,0	5,0	5,0	5,0
Osso tipo III e IV							

BioMorse Classic			BioMorse XP		
	3,5 mm	4,3 mm	3,5 mm	4,0 mm	5,0 mm
7,0 mm	01805	01808			
8,5 mm	01591	01608	01725-B	01733-B	01741-B
10,0 mm	01592	01609	01726-B	01734-B	01742-B
11,5 mm	01593	01610	01727-B	01735-B	01743-B
13,0 mm	01594	01611	01728-B	01736-B	01744-B
15,0 mm			01729-B	01737-B	01745-B

Tabela código dos produtos



biomorse.classic



biomorse.xp

Chaves para Instalação de Implantes BioMorse

As chaves de instalação possuem **seis marcas** que coincidem com as seis faces do indexador hexagonal protético do implante. No momento da instalação, uma dessas marcas da chave deve estar na **posição vestibular**.

Chave para Torquímetro



Curta
13135-B

Longa
13136-B

Chave para Contra-ângulo



Curta
13138-B

Longa
13139-B



fábricabauru

Rua Laureano Garcia, 1 - 275
Distrito Industrial II - 17039-760
Bauru - SP
Tel. +55 14 4009 2400

0800 770 3824

www.implante-bio.com.br