

Mini Catálogo

BioMORSE®

IMPLANTES

Diâmetro (mm)	Comprimento (mm)					
	7	8,5	10	11,5	13	15
3,5	01819	01693	01694	01695	01696	01697
4,0	01827	01698	01699	01700	01701	01702
5,0		01705	01706	01707	01708	01709
3,5		01632	01633	01634	01635	01636
4,0		01642	01643	01644	01645	01646
5,0		01663	01664	01665	01666	01667
3,5	01805	01725-B	01726-B	01727-B	01728-B	01729-B
4,0		01733-B	01734-B	01735-B	01736-B	01737-B
4,3	01808	01608	01609	01610	01611	
5,0		01741-B	01742-B	01743-B	01744-B	01745-B

4,1 / 3,75	01208	01186	01173	01174	01175	01176
4,1 / 4,0	01215	01189	01190	01191	01192	01193
4,1 / 3,3			01276	01277	01278	01279
5,0 / 5,0		01196	01197	01198	01199	

3,3 / 2,9						
3,3 / 3,3		01200	01201	01202	01203	
		01181	01182	01183	01184	

Exclusividade
biodirect 3,3/2,9 Hexágono Externo

biodirect 3,3/3,3 Hexágono Externo

BioMORSE® Cone Morse

Sequência Fresagem

Velocidade de fresagem [RPM]	800	1000	3,5	4,0	5,0	3,5	4,0	5,0	3,5	4,0	5,0	3,5	4,0	5,0	3,5	4,3
Longa Ø 18 05088																
Helicoidal Ø 22 05073																
Cônica Ø 28 05084																
Cônica Ø 32 05085																
Cônica Ø 36 05086																
Cônica Ø 40 05116																
Cônica Ø 44 05097																

A sequência de brocas varia de acordo com a qualidade óssea apresentada no planejamento radiográfico. Recomendando-se para as chaves com conexão contra ângulo não exceder o torque de 32 Ncm, acima do torque recomendado utilizar chave-catraca.

Chaves para Instalação de Implantes

10°	11,5°
Chave para Contra-ângulo	Chave para Torquímetro
Curta 13138	Curta 13138-B
Longa 13139	Longa 13139-B
Medidor de Altura Pilar Biomorse 13259	Medidor de Altura Pilar Biomorse 13259-B

BioDIRECT® Hexágono Externo

Sequência Fresagem

Velocidade de fresagem [RPM]	800	1000	Ø 29 mm	Ø 330 mm	Ø 375 mm	Ø 400 mm	Ø 500 mm
Longa Ø 18 05088							
Helicoidal Ø 22 05073							
Helicoidal Ø 245 05003							
Cônica Ø 28 05084							
Cônica Ø 32 05085							
Cônica Ø 36 05086							
Cônica Ø 40 05116							
Cônica Ø 44 05097							
Countersink SP/SP 05025							
Countersink RP 05012							

A sequência de brocas varia de acordo com a qualidade óssea apresentada no planejamento radiográfico. Recomendando-se para as chaves com conexão contra ângulo não exceder o torque de 32 Ncm, acima do torque recomendado utilizar chave-catraca.

Chave para Contra-ângulo	Chave para Torquímetro
Curta 13051-E	Curta 13051-E
Longa 13052-E	Longa 13052-E
Longa 13054-E	Longa 13054-E
Longa 13051	Longa 13051
Longa 13052	Longa 13052

As chaves Biodirect possuem pontas 0,9 mm que permitem a instalação da tampa de cobertura.

Cicatrizador	Análogo	Transferidor	Pilar de Titânio	Pilar UCLA CoCr	Pilar Esférico
0,0 mm 04034	09015	08037	0,0 mm 06524	0,0 mm 06548	0,0 mm 06652
0,8 mm 04035	09016	08049	0,8 mm 06525	0,8 mm 06549	0,8 mm 06653
1,5 mm 04036	09016	08050	1,5 mm 06526	1,5 mm 06550	1,5 mm 06654
2,0 mm 04037	09021	08047	2,0 mm 06527	2,0 mm 06551	2,0 mm 06655
3,0 mm 04038		08048	3,0 mm 06528	3,0 mm 06552	3,0 mm 06656
4,0 mm 04047			4,0 mm 06529	4,0 mm 06553	4,0 mm 06657
Pilar Universal	Análogo	Transfer Scanbody	Cilindro	Pilar Mini Cônico	Cilindros
0,0 mm 06692	08037-B	08037-B	0,0 mm 06470	0,0 mm 06470	0,0 mm 11029
0,8 mm 06693	08037-B	08037-B	0,8 mm 06471	0,8 mm 06471	0,8 mm 11030
1,5 mm 06694	08037-B	08037-B	1,5 mm 06472	1,5 mm 06472	1,5 mm 11031
2,0 mm 06695	08037-B	08037-B	2,0 mm 06473	2,0 mm 06473	2,0 mm 11032
3,0 mm 06696	08037-B	08037-B	3,0 mm 06474	3,0 mm 06474	3,0 mm 11033
4,0 mm 06697	08037-B	08037-B	4,0 mm 06475	4,0 mm 06475	4,0 mm 11034
Pilar Universal	Análogo	Transfer Scanbody	Cilindro	Pilar Mini Cônico	Cilindros
0,0 mm 06692	08037-B	08037-B	0,0 mm 06470	0,0 mm 06470	0,0 mm 11029
0,8 mm 06693	08037-B	08037-B	0,8 mm 06471	0,8 mm 06471	0,8 mm 11030
1,5 mm 06694	08037-B	08037-B	1,5 mm 06472	1,5 mm 06472	1,5 mm 11031
2,0 mm 06695	08037-B	08037-B	2,0 mm 06473	2,0 mm 06473	2,0 mm 11032
3,0 mm 06696	08037-B	08037-B	3,0 mm 06474	3,0 mm 06474	3,0 mm 11033
4,0 mm 06697	08037-B	08037-B	4,0 mm 06475	4,0 mm 06475	4,0 mm 11034

Cicatrizador	Análogo	Provisório	Prótese Parafusada	Prótese Cimentada	Pilar Mini Cônico	Cilindros	Pilar Esférico
09004	09004	09004	09004	09004	09004	09004	09004
Transferidor	Análogo	Provisório	Prótese Parafusada	Prótese Cimentada	Pilar Mini Cônico	Cilindros	Pilar Esférico
09005	09005	09005	09005	09005	09005	09005	09005
Cicatrizador	Análogo	Provisório	Prótese Parafusada	Prótese Cimentada	Pilar Mini Cônico	Cilindros	Pilar Esférico
09006	09006	09006	09006	09006	09006	09006	09006
Transferidor	Análogo	Provisório	Prótese Parafusada	Prótese Cimentada	Pilar Mini Cônico	Cilindros	Pilar Esférico
09007	09007	09007	09007	09007	09007	09007	09007
Cicatrizador	Análogo	Provisório	Prótese Parafusada	Prótese Cimentada	Pilar Mini Cônico	Cilindros	Pilar Esférico
09008	09008	09008	09008	09008	09008	09008	09008
Transferidor	Análogo	Provisório	Prótese Parafusada	Prótese Cimentada	Pilar Mini Cônico	Cilindros	Pilar Esférico
09009	09009	09009	09009	09009	09009	09009	09009

PARAFUSOS PROTÉTICOS BioMORSE

Pilar Mini Cônico	Pilar Titânio	Pilar Universal	Pilar Universal	Pilar 11,5°
07027	07400	07432	07435	07400-B
	07403	07434	07436	
	07404	07435	07437	
	07405	07436	07438	

REABILITAÇÃO DIGITAL

Scan Body	Análogo Digital	Scan Body	Ti Base	Pilar Universal
08054	08053	08056	08057	08058

TABELA: TORQUE RECOMENDADO

Componentes Protéticos	BioMORSE®	BioDIRECT®
Pilar Esférico	20 Ncm	20 Ncm
Parafuso Pilar Ucla CoCr [Hexagonal/ Quadrado]	20 Ncm	32 Ncm
Parafuso Pilar Ucla Plástica / Titânio [Hexagonal/ Quadrado]	20 Ncm	32 Ncm
Parafuso Pilar Mini Cônico [Reto / Angulado]	20 Ncm	20 Ncm
Parafuso Pilar Universal CM [Reto / Angulado]	20 Ncm	
Cicatrizador	10 Ncm	10 Ncm
Tampa de Cobertura	10 Ncm	10 Ncm
Transferidor	MANUAL	MANUAL
Cilindro Pilar Mini Cônico [Reto / Angulado]	12 Ncm	12 Ncm

Fábrica Bauru
Rua Laureano Garcia, 1 - 275
CEP: 17039-760 | Distrito Industrial II
Bauru - SP | Brasil
Tel: +55 14 4009 2400 | (14) 9 9148-9572

Filial Europa
Calle Enmedio 20, 1a planta
CP 28850 Torrejón de Ardoz
Madrid | ESPAÑA
Tel: +34 910 228 157

Implante_bio | bioimplante.com.br | sac@bioimplante.com.br

KITS

Protético

13058	Chave para Torquímetro Hexagonal 0,9 mm I Curta
13060	Chave para Torquímetro Hexagonal 0,9 mm I Longa
13057	Chave para Torquímetro Hexagonal 1,2 mm I Curta
13058	Chave para Torquímetro Hexagonal 1,2 mm I Longa
13061	Chave para Torquímetro Quadrado 1,3 mm I Curta
13062	Chave para Torquímetro Quadrado 1,3 mm I Longa
13063	Chave para Torquímetro Mini Pilar Cônico
13064	Chave para Torquímetro Fenda
13065	Chave para Torquímetro Pilar Esférico
13066	Adaptador para Chave Digital [2x]
13049	Adaptador para Chave Digital [2x]

Cirúrgico

05088	Broca DAC Longa
05073	Broca DAC Helicoidal e 2,20 x 15 mm
05084	Broca DAC Cônica e 2,80 x 15 mm
05085	Broca DAC Cônica e 3,20 x 15 mm
05086	Broca DAC Cônica e 3,60 x 15 mm
05116	Broca DAC Cônica e 4,00 x 15 mm
05087	Broca DAC Cônica e 4,40 x 15 mm
13010	Proteção de Fresa
13017	Sonda Cirúrgica
13019	Medidor de Profundidade e 2,20 mm
13049	Torquímetro Cirúrgico e Protético [0 - 80 Ncm]
13057	Chave para Torquímetro Hexagonal 1,2 mm I Curta
13058	Chave para Torquímetro Hexagonal 0,9 mm I Curta
13061	Chave para Torquímetro Quadrado 1,3 mm I Curta
13063	Chave para Torquímetro Mini Pilar Cônico
13065	Chave para Torquímetro Pilar Esférico
13066	Adaptador para Chave Digital
13067	Pino de Paralelismo SP e 2,10/2,70 mm
13068	Pino de Paralelismo RP e 2,10/3,30 mm
13069	Pino de Paralelismo WP e 2,10/4,10 mm
13135	Chave para Torquímetro BioMORSE I Curta
13136	Chave para Torquímetro BioMORSE I Longa
13138	Chave para Torquímetro BioMORSE I Longa
13139	Chave para Torquímetro BioMORSE I Longa
13259	Medidor de Altura Pilar Biomorse
13051	Chave para Torquímetro BioDIRECT I Curta
13052	Chave para Torquímetro BioDIRECT I Longa
13053	Chave para Torquímetro BioDIRECT I Longa
13054	Chave para Torquímetro BioDIRECT I Longa

Stop Drill

13271	Stop Drill P 7,0 mm
13272	Stop Drill P 8,5 mm
13273	Stop Drill P 10,0 mm
13274	Stop Drill P 11,5 mm
13275	Stop Drill P 13,0 mm
13276	Stop Drill P 15,0 mm
13277	Stop Drill M 7,0 mm
13278	Stop Drill M 8,5 mm
13279	Stop Drill M 10,0 mm
13280	Stop Drill M 11,5 mm
13281	Stop Drill M 13,0 mm
13282	Stop Drill M 15,0 mm
13283	Stop Drill M 17,0 mm
13284	Stop Drill M 19,0 mm
13285	Stop Drill M 21,0 mm
13286	Stop Drill M 23,0 mm
13287	Stop Drill M 25,0 mm
13288	Stop Drill M 27,0 mm

13268 Kit Stop Drill

bio
implante

13268 Kit Stop Drill