

Mini Catálogo





Implante 10°



ez



Rosca Apical Auto Cortante

Torque máximo de inserção: **45Ncm**.
Rotação de perfuração: **800 1200 rpm**;
Rotação de perfuração: **30 rpm**.

	8,5 mm	10 mm	11,5 mm	13 mm	15 mm
Ø3,5	01693	01694	01695	01696	01697
Ø4,0	01698	01699	01700	01701	01702
Ø5,0	01705	01706	01707	01708	01709



ez classic



Ápice Cônico

Torque máximo de inserção: **45Ncm**.
Rotação de perfuração: **800 1200 rpm**;
Rotação de perfuração: **30 rpm**.

	7 mm
Ø3,5	01819
Ø4,0	01827



Biomorse



Ápice Cônico

Torque máximo de inserção: **45Ncm**.
Rotação de perfuração: **800 1200 rpm**;
Rotação de perfuração: **30 rpm**.

	8,5 mm	10 mm	11,5 mm	13 mm	15 mm
Ø3,5	01632	01633	01634	01635	01636
Ø4,0	01642	01643	01644	01645	01646
Ø5,0	01663	01664	01665	01666	01667



biomorse xp



Ápice Cônico

Torque máximo de inserção: **45Ncm**.
Rotação de perfuração: **800 1200 rpm**;
Rotação de perfuração: **30 rpm**.

	8,5 mm	10 mm	11,5 mm	13 mm	15 mm
Ø3,5	01725	01726	01727	01728	01729
Ø4,0	01733	01734	01735	01736	01737
Ø5,0	01741	01742	01743	01744	01745



Sequência Fresagem

		BioMORSE ez			BioMORSE swe			BioMORSE ez classic		BioMORSE xp		
Velocidade de Fresagem[RPM]	800 1000	3,5	4,0	5,0	3,5	4,0	5,0	3,5	4,0	3,5	4,0	5,0
Lança Ø 1,8 05088		●	●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●
Helicoidal Ø 2,2 05073		●	●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Cônica Ø 2,8 05084		●	●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Cônica Ø 3,2 05085			●	●	●	●●	●●	●	●●	●	●●	●●
Cônica Ø 3,6 05096				●		●●	●●		●		●	●●
Cônica Ø 4,0 05116				●			●●					●●
Cônica Ø 4,4 05097				●			●					●

● Osso Tipo I e II

● Osso Tipo III e IV

10°




Tampa de Cobertura

0,00 mm
2,00 mm

03010
03009

Chave de instalação do implante

As chaves de instalação possuem seis marcas que coincidem com as seis faces planas do indexador hexagonal protético do implante. Uma dessas marcas da chave, no momento da instalação, deve estar na posição vestibular.



Chave para Contra-ângulo

10°



Curto
13138
Longo
13139

Chave para Torquímetro

10°



Curto
13135
Longo
13136



Medidor de Altura
Pilar Biomorse
13259

Cicatrizador



	Ø 3,5 mm	Ø 4,5 mm
0,0 mm	04034	04042
0,8 mm	04035	04043
1,5 mm	04036	04044
2,0 mm	04037	04045
3,0 mm	04038	04046
4,0 mm	04039	04047

Pilar de Titânio



Parafuso Sextavado
Com Index

	Ø 3,5 mm	Ø 4,5 mm
0,0 mm	06524	06540
0,8 mm	06525	06541
1,5 mm	06526	06542
2,0 mm	06527	06543
3,0 mm	06528	06544
4,0 mm	06529	06545

Pilar UCLA CoCr



Parafuso Sextavado
Com Index

	Ø 3,5 mm	Ø 4,5 mm
0,0 mm	06548	06580
0,8 mm	06549	06581
1,5 mm	06550	06582
2,0 mm	06551	06583
3,0 mm	06552	06584
4,0 mm	06553	06585

Pilar Esférico



0,0 mm	06652
0,8 mm	06653
1,5 mm	06654
2,0 mm	06655
3,0 mm	06656
4,0 mm	06657



Cápsula
Plástica
12005



Cápsula
Metálica
12003



Anel de
Retenção
12004

Análogo



09015



09016



09021

Transferidor

Moldeira Aberta



08037



08049



08047

Moldeira Fechada



08038




08050



08048

Pilar Universal



Ø 3,5 mm Ø 4,5 mm		Ø 3,5 mm Ø 4,5 mm	
0,0 mm	06692 06708	1,5 mm	06727 06739
0,8 mm	06693 06709	18° 2,5 mm	06728 06740
1,5 mm	06694 06710	3,5 mm	06729 06741
2,0 mm	06695 06711	1,5 mm	06751 06763
3,0 mm	06696 06712	30° 2,5 mm	06752 06764
4,0 mm	06697 06713	3,5 mm	06753 06765

Análogo




Ø 3,5 mm Ø 4,5 mm

4,0 mm **09017 09018**

6,0 mm **09019 09020**

Transfer

Scanbody



Ø 3,5 mm Ø 4,5 mm

4,0 mm **08058 08060**

6,0 mm **08059 08061**

Cilindro




Ø 3,5 mm Ø 4,5 mm

4,0 mm **12010 12014**

6,0 mm **12012 12016**

Altura da parte coronária: ● 4,00 mm ● 6,00 mm

Pilar Mini Cônico



Reto			
Anti-Rotacional	0,0 mm	06470	0,8 mm 06613
	0,8 mm	06374	17° 1,5 mm 06614
	1,5 mm	06375	3,0 mm 06616
Angulado	2,0 mm	06376	0,8 mm 06621
	3,0 mm	06377	30° 1,5 mm 06622
	4,0 mm	06378	3,0 mm 06624

Análogo



09012

Capa

Proteção



12007

Parafuso



○ **07027**

Moldeira Aberta

Moldeira Fechada

Transferidor



○ **08024**
● **08026**



○ **08025**
● **08027**

Cilindro



Plástica



○ **11029**



● **11031**



Titânio



○ **10039**



● **10040**



CoCr



○ **11025**



● **11026**

Parafusos Protéticos

Pilar Mini Cônico



Pilar Titânio

0,0 mm	07400
0,8 mm	
1,5 mm	07402
2,0 mm	07403
3,0 mm	07404
4,0 mm	07405

Pilar Universal

Reto

0,0 mm	07432
0,8 mm	
1,5 mm	07434
2,0 mm	07435
3,0 mm	07436
4,0 mm	07437

Pilar Universal

Angulado



Reabilitação Digital



Ti Base para os implantes BioMorse garantem a precisão de encaixe junto aos implantes nas coroas personalizadas produzidas em sistemas CAD/CAM.

Matéria-Prima: Titânio Grau V;
Próteses cimentadas e parafusadas;
Possui biblioteca para o sistema Exocad;
Acompanha parafuso protético;

Ti Base Morse

Ø 3,5 mm	10°
0,0 mm	06779
0,8 mm	06780
1,5 mm	06777
2,0 mm	06781
3,0 mm	06778
4,0 mm	06782



Ø 4,5 mm	10°
0,0 mm	06785
0,8 mm	06786
1,5 mm	06787
2,0 mm	06788
3,0 mm	06789
4,0 mm	06790



Pilar Titânio Mini Cônico
Sem Hexágono
06464




Pilar Titânio Mini Cônico
Com Hexágono
06806

Scan Body




Implante BioMORSE

BioMORSE 10°
08053




Ti Base 3,5mm
08054



Ti Base 4,5mm
08055



Pilar Mini Cônico
Com Hexágono
08056



Pilar Mini Cônico
Sem Hexágono
08057

Análogo Digital



Análogo Digital Implantes	
09023	3,5mm x 10°
09024	4,0mm x 10°
09025	5,0mm x 10°



Análogo Digital Ti Base	
3,5mm	4,5mm
09033	09034



Análogo Digital Pilar Mini Cônico
09030

Universal Digital



Scan Body Pilar Universal	
Ø 3,5 x 4,0 mm	08058
Ø 4,5 x 4,0 mm	08060



Ø 3,5 x 6,0 mm	08059
Ø 4,5 x 6,0 mm	08061



Análogo dig. Pilar Universal	
Ø 3,5 x 4,0 mm	09026
Ø 4,5 x 4,0 mm	09028



Ø 3,5 x 6,0 mm	09027
Ø 4,5 x 6,0 mm	09029



Implante 11,5°



Apice
Cônico

Torque máximo de inserção: **45Ncm**.
Rotação de perfuração: **800 1200 rpm**;
Rotação de perfuração: **30 rpm**.

Biomorse xp 11,5°

	8,5 mm	10 mm	11,5 mm	13 mm	15 mm
Ø3,5	 01725-B	 01726-B	 01727-B	 01728-B	 01729-B
Ø4,0	 01733-B	 01734-B	 01735-B	 01736-B	 01737-B
Ø5,0	 01741-B	 01742-B	 01743-B	 01744-B	 01745-B



Alta Estabilidade
Primária

Torque máximo de inserção: **45Ncm**.
Rotação de perfuração: **800 1200 rpm**;
Rotação de perfuração: **30 rpm**.

biomorse classic 11,5°

	7 mm	8,5 mm	10 mm	11,5 mm	13 mm
Ø3,5	 01805	 01591	 01592	 01593	 01594
Ø4,3	 01808	 01608	 01609	 01610	 01611



Sequência Fresagem

		BioMORSE XP			BioMORSE classic		
Velocidade de Fresagem [RPM]	800 1000	3,5	4,0	5,0	3,5	4,3	
Lança Ø 1,8 05088		●●	●●	●	●●	●●	
Helicoidal Ø 2,2 05073		●●	●●	●●	●●	●●	
Cônica Ø 2,8 05084		●●	●●	●●	●●	●●	
Cônica Ø 3,2 05085		●	●●	●●	●	●●	
Cônica Ø 3,6 05096			●	●●		●●	
Cônica Ø 4,0 05116				●●		●	
Cônica Ø 4,4 05097				●			

● Osso Tipo I e II ● Osso Tipo III e IV

11,5°


Tampa de Cobertura

0,00 mm
2,00 mm

03010-B
03009-B

Chave de instalação do implante

As chaves de instalação possuem seis marcas que coincidem com as seis faces planas do indexador hexagonal protético do implante. Uma dessas marcas da chave, no momento da instalação, deve estar na posição vestibular.



Chave para Contra-ângulo

Chave para Torquímetro

11°

Curto
13138-B

Longo
13139-B

11°

Curto
13135-B

Longo
13136-B



Medidor de Altura
Pilar Biomorse
13259-B

Cicatrizador



	Ø 3,5 mm	Ø 4,5 mm
0,8 mm	04035-B	04043-B
1,5 mm	04036-B	04044-B
2,0 mm	04037-B	04045-B
3,0 mm	04038-B	04046-B
4,0 mm	04039-B	04047-B

Análogo



09015-B

Pilar de Titânio




Parafuso Sextavado
Com Index

	Ø 3,5 mm	Ø 4,5 mm
0,8 mm	06525-B	06541-B
1,5 mm	06526-B	06542-B
2,0 mm	06527-B	06543-B
3,0 mm	06528-B	06544-B
4,0 mm	06529-B	06545-B


Transferidor

Moldeira Aberta



08037-B

Moldeira Fechada



08038-B

Pilar UCLA CoCr



Parafuso Sextavado
Com Index

	Ø 3,5 mm	Ø 4,5 mm
0,8 mm	06549-B	06581-B
1,5 mm	06550-B	06582-B
2,0 mm	06551-B	06583-B
3,0 mm	06552-B	06584-B
4,0 mm	06553-B	06585-B

Pilar Esférico



0,8 mm	06653-B
1,5 mm	06654-B
2,0 mm	06655-B
3,0 mm	06656-B
4,0 mm	06657-B



Cápsula
Plástica
12005




Cápsula
Metálica
12003



Anel de
Retenção
12004

Pilar Universal

	Ø 3,5 mm	Ø 4,5 mm		Ø 3,5 mm	Ø 4,5 mm
 Reto  Angulado 	0,8 mm 06693-B 06709-B	18° 2,5 mm 06728-B 06740-B	1,5 mm 06727-B 06739-B		
	1,5 mm 06694-B 06710-B	3,5 mm 06729-B 06741-B			
	2,0 mm 06695-B 06711-B	1,5 mm 06751-B 06763-B			
	3,0 mm 06696-B 06712-B	30° 2,5 mm 06752-B 06764-B			
	4,0 mm 06697-B 06713-B	3,5 mm 06753-B 06765-B			

Análogo




Ø 3,5 mm Ø 4,5 mm

4,0 mm **09017 09018**

6,0 mm **09019 09020**

Transfer

Scanbody



Ø 3,5 mm Ø 4,5 mm

4,0 mm **08058 08060**

6,0 mm **08059 08061**

Cilindro




Ø 3,5 mm Ø 4,5 mm

4,0 mm **12010 12014**

6,0 mm **12012 12016**

Altura da parte coronária: ● 4,00 mm ● 6,00 mm

Pilar Mini Cônico



Reto Anti-Rotacional  Angulado 	0,8 mm 06613-B	
	0,8 mm 06374-B	17° 1,5 mm 06614-B
	1,5 mm 06375-B	3,0 mm 06616-B
	2,0 mm 06376-B	0,8 mm 06621-B
	3,0 mm 06377-B	30° 1,5 mm 06622-B
	4,0 mm 06378-B	3,0 mm 06624-B

Análogo



09012

Capa

Proteção



12007

Parafuso



○ **07027**

Moldeira
Aberta

Moldeira
Fechada

Transferidor



○ **08024**

⬡ **08026**



○ **08025**

⬡ **08027**

Cilindro



Plástica



○ **11029**



⬡ **11031**



Titânio



○ **10039**



⬡ **10040**



CoCr



○ **11025**



⬡ **11026**

Parafusos Protéticos

Pilar
Mini Cônico



 **07027**

Pilar
11,5°



 **07400-B**

Reabilitação Digital



Ti Base para os implantes BioMorse garantem a precisão de encaixe junto aos implantes nas coroas personalizadas produzidas em sistemas CAD/CAM.

Matéria-Prima: Titânio Grau V;
Próteses cimentadas e parafusadas;
Possui biblioteca para o sistema Exocad;
Acompanha parafuso protético;

Ti Base Morse



Ø 3,5 mm	11,5°
0,0 mm	06779-B
0,8 mm	06780-B
1,5 mm	06777-B
2,0 mm	06781-B
3,0 mm	06778-B
4,0 mm	06782-B

Ø 4,5 mm	11,5°
0,0 mm	06785-B
0,8 mm	06786-B
1,5 mm	06787-B
2,0 mm	06788-B
3,0 mm	06789-B
4,0 mm	06790-B



Pilar Titânio Mini Cônico
Sem Hexágono
06464




Pilar Titânio Mini Cônico
Com Hexágono
06806

Scan Body




Implante BioMORSE

BioMORSE 11,5°
08053-B



Ti Base 3,5mm
08054



Ti Base 4,5mm
08055



Pilar Mini Cônico
Com Hexágono
08056



Pilar Mini Cônico
Sem Hexágono
08057

Análogo Digital



Análogo Digital Implantes

09023-B	3,5mm x 11,5°
09024-B	4,0mm x 11,5°
09025-B	5,0mm x 11,5°



Análogo Digital Pilar Mini Cônico
09030



Análogo Digital Ti Base

3,5mm	4,5mm
09033	09034

Universal Digital



Scan Body Pilar Universal

Ø 3,5 x 4,0 mm	08058
Ø 4,5 x 4,0 mm	08060
Ø 3,5 x 6,0 mm	08059
Ø 4,5 x 6,0 mm	08061



Análogo dig. Pilar Universal

Ø 3,5 x 4,0 mm	09026
Ø 4,5 x 4,0 mm	09028
Ø 3,5 x 6,0 mm	09027
Ø 4,5 x 6,0 mm	09029



exocad



Tabela: Torque Recomendado

Componentes Protéticos



Pilar Esférico	20 Ncm
Parafuso Pilar Ucla CoCr [Hexagonal/ Quadrado]	20 Ncm
Parafuso Pilar Ucla Plástica/ titânio [Hexagonal/Quadrado]	20 Ncm
Parafuso Pilar Mini Cônico [Reto/ Angulado]	20 Ncm
Parafuso Pilar Universal CM [Reto/ Angulado]	10 Ncm
Cicatrizador	10 Ncm
Tampa de Cobertura	MANUAL
Cilindro Pilar Mini Cônico	12 Ncm



Implante Longo



01833-B Implante **BioMORSE** CL EZ 4,0 x **18,0 mm**

01834-B Implante **BioMORSE** CL EZ 4,0 x **21,0 mm**

011070-B Implante **BioMORSE** CL EZ 4,0 x **23,0 mm**

011071-B Implante **BioMORSE** CL EZ 4,0 x **25,0 mm**

Pilar Mini Cônico

Angulado



0,8 mm **06613-B**

17° 1,5 mm **06614-B**

3,0 mm **06616-B**

0,8 mm **06621-B**

30° 1,5 mm **06622-B**

3,0 mm **06624-B**

1,5 mm **06807-B**

45° 2,5 mm **06808-B**

Análogo



09012

Capa Proteção



12007

Parafuso



07027


Moldeira
Aberta

Moldeira
Fechada

Transferidor



08024



08025

Cilindro



Plástica




11029



Titânio



10039



CoCr



11025

kit.BioMORSE Cirúrgico

13260 Kit BioMORSE

05088 Broca DLC Lança

05073 Broca DLC Helicoidal $\varnothing$ 2,20 x 15 mm

05084 Broca DLC Cônica $\varnothing$ 2,80 x 15 mm

05085 Broca DLC Cônica $\varnothing$ 3,20 x 15 mm

05096 Broca DLC Cônica $\varnothing$ 3,60 x 15 mm

05116 Broca DLC Cônica $\varnothing$ 4,00 x 15 mm

05097 Broca DLC Cônica $\varnothing$ 4,40 x 15 mm

13010 Prolongador de Fresa

13017 Sonda Cirúrgica

13019 Medidor de Profundidade $\varnothing$ 2,20 mm

13049 Torquímetro Cirúrgico & Protético [0 - 80 Ncm]

13057 Chave pata Torquímetro Hexagonal 1,2 mm | **Curta**

13059 Chave para Torquímetro Hexagonal 0,9 mm | **Curta**

13061 Chave para Torquímetro Quadrada 1,3 mm | **Curta**

13063 Chave para Torquímetro Mini Pilar Cônico

13066 Adaptador para Chave Digital

13106 Pino de Paralelismo SP $\varnothing$ 2,10/2,70 mm

13107 Pino de Paralelismo RP $\varnothing$ 2,10/3,10 mm

13108 Pino de Paralelismo WP $\varnothing$ 2,10/4,10 mm

13135 Chave para Torquímetro BioMORSE | **Curta**


13136 Chave para Torquímetro BioMORSE | **Longa**

13138 Chave para Conta-ângulo BioMORSE | **Curta**

13139 Chave para Conta-ângulo BioMORSE | **Longa**

13259 Medidor de Altura Pilar BioMORSE





13268 Kit Stop Drill

- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 13271 | Stop Drill P 7,0 mm |
| 13272 | Stop Drill P 8,5 mm |
| 13273 | Stop Drill P 10,0 mm |
| 13274 | Stop Drill P 11,5 mm |
| 13275 | Stop Drill P 13,0 mm |
| 13276 | Stop Drill P 15,0 mm |
| 13277 | Stop Drill M 7,0 mm |
| 13278 | Stop Drill M 8,5 mm |
| 13279 | Stop Drill M 10,0 mm |
| 13280 | Stop Drill M 11,5 mm |
| 13281 | Stop Drill M 13,0 mm |
| 13282 | Stop Drill M 15,0 mm |
| 13283 | Stop Drill G 7,0 mm |
| 13284 | Stop Drill G 8,5 mm |
| 13285 | Stop Drill G 10,0 mm |
| 13286 | Stop Drill G 11,5 mm |
| 13287 | Stop Drill G 13,0 mm |
| 13288 | Stop Drill G 15,0 mm |

kit.BioMORSE Protetico

13023 Kit Protetico



13059 ○ Chave para Torquímetro Hexagonal 0,9 mm | **Curta**

13060 ○ Chave para Torquímetro Hexagonal 0,9 mm | **Longa**

13057 ○ Chave para Torquímetro Hexagonal 1,2 mm | **Curta**

13058 ○ Chave para Torquímetro Hexagonal 1,2 mm | **Longa**

13061 ○ Chave para Torquímetro Quadrada 1,3 mm | **Curta**

13062 ○ Chave para Torquímetro Quadrada 1,3 mm | **Longa**

13063 ○ Chave para Torquímetro Mini Pilar Cônico

13064 ● Chave para Torquímetro Fenda

13066 Chave para Torquímetro Pilar Esférico

13049 Adaptador para Chave Digital [2x]

kit.BioMORSE

Implante Longo



13308 Kit Implante Longo Bio

13138-B Chave BioMORSE 11,5° Contra Ângulo **Curta**

13139-B Chave BioMORSE 11,5° Contra Ângulo **Longa**

13135-B Chave BioMORSE 11,5° Torquímetro **Curta**

13136-B Chave BioMORSE 11,5° Torquímetro **Longa**

13309 Sonda Cirúrgica Para Implante Longo

13066 Adaptador Chave Digital

13057 Chave Para Torquímetro Hexagonal 1,2mm **Curta**

13310 Medidor Angulação 17°

13311 Medidor Angulação 30°

13312 Medidor Angulação 45°

05208 Broca Lança/Helicoidal Ø 2,2 **Longo**

05208 Broca Lança/Helicoidal Ø 2,2 **Longo**

Kit.BioGUIDE



13292 Kit Bio Guide P

13294 Pino Fixador Guia

13295 Estabilizador Guia P

13296 Chave BioMORSE 10° Contra Ângulo P

13297 Chave BioMORSE 10° Torquímetro P

13314 Chave BioMORSE 11,5° Contra Ângulo P

13315 Chave BioMORSE 11,5° Torquímetro P

13299 Sonda Cirurgica Guiada

05158 Broca Helicoidal 1,3

05159 Broca Bone Level P

05160 Broca Piloto P

05161 Broca Tissue Punch P

05162 Broca Helicoidal Ø2,2 X 7mm P

05163 Broca Helicoidal Ø2,2 X 8,5mm P

05164 Broca Helicoidal Ø2,2 X 10mm P

05165 Broca Helicoidal Ø2,2 X 11,5mm P

05166 Broca Helicoidal Ø2,2 X 13mm P

05167 Broca Conica Ø2,8x 7mm P

05168 Broca Conica Ø2,8x 8,5mm P

05169 Broca Conica Ø2,8x 10mm P

05170 Broca Conica Ø2,8x 11,5mm P

05171 Broca Conica Ø2,8x 13mm P

05172 Broca Conica Ø3,2x 7mm P

05173 Broca Conica Ø3,2x 8,5mm P

05174 Broca Conica Ø3,2x 10mm P


05175 Broca Conica Ø3,2x 11,5mm P

05176 Broca Conica Ø3,2x 13mm P

13049 Torquímetro Cirúrgico & Protético [0 – 80 Ncm]

13066 Adaptador Chave Digital

13057 Chave Para Torquímetro Hexagonal 1,2mm **Curta**



13293

Anilha P (c/ 5 un.)



13298

Anilha Pino fixador



13300 Kit Bio Guide M/G

13294 Pino Fixador Guia

13302 Estabilizador Guia M/G

13303-E Chave BioMORSE 16° Contra Ângulo Guia M/G

13304-E Chave BioMORSE 10° Torquimetro M/G

05158 Broca Helicoidal 1,3

05177 Broca Bone Level M/G

05178 Broca Piloto M/G

05179 Broca Tissue Punch M/G

05180 Broca Helicoidal Ø2,2 X 7mm M/G

05181 Broca Helicoidal Ø2,2 X 8,5mm M/G

05182 Broca Helicoidal Ø2,2 X 10mm M/G

05183 Broca Helicoidal Ø2,2 X 11,5mm M/G

05184 Broca Helicoidal Ø2,2 X 13mm M/G

05185 Broca Conica Ø3,6x 7mm M/G

05187 Broca Conica Ø3,6x 10mm M/G

05188 Broca Conica Ø3,6x 11,5mm M/G

05189 Broca Conica Ø3,6x 13mm M/G

05190 Broca Conica Ø4,0x 7mm M/G

05191 Broca Conica Ø4,0x 8,5mm M/G

05192 Broca Conica Ø4,0x 10mm M/G

05193 Broca Conica Ø4,0x 11,5mm M/G

05194 Broca Conica Ø4,0x 13mm M/G

05195 Broca Conica Ø4,4x 7mm M/G

05196 Broca Conica Ø4,4x 8,5mm M/G

05197 Broca Conica Ø4,4x 10mm M/G


05198 Broca Conica Ø4,4x 11,5mm M/G

05199 Broca Conica Ø4,4x 13mm M/G

13049 Torquimetro Manual Cirurgico

13066 Adaptador Chave Digital

13057 Chave Para Torquimetro Hexagonal 1,2mm **Curta**



13301

Anilha M/G (c/ 5 un.)



13298

Anilha Pino fixador



Fábrica Bauru
Rua Laureano Garcia, 1 – 275
CEP: 17039-760 | Distrito Industrial II
Bauru – SP | Brasil

 0800 770 3824

 @Implante_bio

 bioimplante.com.br